



**GoldLine**  
by Condor<sup>®</sup>

## LAPAROSKOPISCHER LEBERRETRAKTOR BY CONDOR<sup>®</sup>

Der laparoskopische Wundhaken dient der konstanten Retraktion der Leber. Dies ist die ideale Ausgangsbedingung für einen ruhigen Situs und eine erfolgreiche Operation.

Der neue Leberretractor ergänzt perfekt die GoldLine by Condor<sup>®</sup> Produktpalette. Das überzeugende Baukasten-Prinzip steht auch hier im Vordergrund, sodass vorhandene Sets erweitert werden können.

Das System wird im sterilen Feld an den OP-Tisch angebracht. Die einzigartige 3D-Kugelaufnahme ermöglicht die individuelle Einstellung des Wundhakens nach den anatomischen Begebenheiten des Patienten.

Der Laparoskopische Wundhaken dient insbesondere der Retraktion der Leber während laparoskopischer Eingriffe im Oberbauch. Gleichzeitig wird durch die kontinuierliche Retraktion die Leber ebenfalls vom restlichen OP-Situs und Eingriff geschützt.


### Highlights:

- Schneller Auf- und Abbau
- Uneingeschränkte Sicht dank matter Oberfläche
- Ruhiges OP-Feld → effizientes Arbeiten
- Kontinuierliche Retraktion
- GoldLine by Condor<sup>®</sup> Baukasten-Prinzip
- 3D-Kugel-Aufnahme für individuelle Einstellungen



## GoldLine by Condor® für Chirurgen

Präzisionsarbeit im OP ist das A und O – mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Chirurgie bieten wir Ihnen für chirurgische Eingriffe die perfekte Unterstützung. Wir kombinieren praxisorientiertes Know-how, langjährige Erfahrung, innovative Technik und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Das Ergebnis: ein OP-Instrument für die Chirurgie, das sich mit seinen multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten gegenüber herkömmlichen Systemen als wesentlich flexibler und effizienter erweist.



### Laparoskopischer Leberretractor

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter E	1
100.500.020 K	Einzel-Aufnahme	1
100.070.220	Laparoskopischer Leberretractor	1
Alternativ: 100.091.212	Laparoskopischer Leberretractor	1

**Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Chirurgie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteintritt steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!**

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

#### Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany  
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16  
E-Mail: [info@condor-med.de](mailto:info@condor-med.de) | [www.condor-med.de](http://www.condor-med.de)