





Condor[®]
mehr erreichen

 made in
Germany



RotexTable[®] ORTHOPÄDIE UND UNFALLCHIRURGIE
HÜFTENDOPROTHETIK HÜFTARTHROSKOPIE TRAUMATOLOGIE

Das Unternehmen Condor

Sind Ihre OP-Prozesse zu 100 Prozent effizient? – Verbessern Sie die Abläufe im medizinischen Alltag: mit prozessoptimierter Chirurgie. Für mehr **Zufriedenheit, Erfolg** und **Qualität**. Wir unterstützen Sie dabei. Seit Ende der neunziger Jahre liefert Condor Produkte höchster Präzision „made in Germany“. Entwickelt, konstruiert und produziert auf Premium-Niveau.

Am Anfang unserer Firmengeschichte stand die Idee, ein Wund-Spreizer-System zu schaffen, das Chirurgen bei operativen Eingriffen ideal unterstützt. Damit haben wir ins Schwarze getroffen: Condor ist heute ein international agierendes Unternehmen mit hervorragendem Ansehen in der Fachwelt. Mehr als 2000 Condor Systeme überzeugen jeden Tag im Einsatz. Geschätzt werden an unseren Instrumenten vor allem die verlässliche Produktqualität und die intuitive Handhabung. Der Name Condor steht für **Innovationen, Prozessoptimierung** und **Praxisnähe**.

Wir bauen auf diesen Erfahrungen auf: Genau wie bereits beim Wund-Spreizer-System entwickelten wir den RotexTable in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Operateuren. Entstanden ist ein Produkt, technisch auf dem neuesten Stand, **schnell, intuitiv einsetzbar** und **absolut exakt**. Damit bleiben wir immer am Puls der Zeit und bei den Bedürfnissen unserer Kunden. Für Ihre Anregungen und Fragen haben wir immer ein offenes Ohr.



SICHERHEITS-ABLAUF-SERVICE-OPTIMIERT

„Condor ist ein Familienunternehmen, bei dem Sie immer ein verbindliches Entgegenkommen und Qualität made in Germany erleben werden. Kunden und Mitarbeiter bleiben über viele Jahre bei uns und entwickeln neue Innovationen.“

Hermann-Josef Schulte, Firmengründer und Geschäftsführer

INNOVATIONS-PROZESS-PRAXIS-OPTIMIERT

Zusammen mit meinem Vater führe ich unser Familienunternehmen in guter Condor-Tradition fort. Qualität und Service werden Sie auch weiterhin von unseren Premium-Produkten überzeugen. Gemeinsam stellen wir uns der Herausforderung, die ein moderner Krankenhausbetrieb heute an Sie stellt. Wir sehen uns als Innovations-Dienstleister: Ihre Prozesse und deren Sicherheit mit unseren Produkten zu optimieren – damit Sie **mehr erreichen**.

Dominik Schulte, Geschäftsführer



Der RotexTable

ENDOPROTHETIK-ARTHROSKOPIE-TRAUMATOLOGIE-
OPTIMIERT



Der RotexTable ist die erste elektrisch bedienbare Lagerungshilfe für hüftendoprothetische, hüftarthroskopische und traumatologische Eingriffe. Mit dem RotexTable haben wir ein System entwickelt, das erstmals in der orthopädischen OP-Welt dem Operateur eine eigenständige Justierung der Beinposition ermöglicht. Der mit dem RotexTable kompatible RotexShoe ist die weltweit erste fest fixierbare OP-Stütz- und Stabilisationshilfe für den Fuß. Und natürlich gilt auch für diese Produkte aus dem Hause Condor: Qualität made in Germany.

HÖHENVERSTELLUNGS-
SICHERHEITS-
LEISTUNGS-
OPTIMIERT

- Elektrische Höhenverstellung per Hand- oder Fußschalter
- integrierte Sicherheitsabschaltung verhindert Absenken unter Extension
- leistungsstarker, einfach zu wechselnder Akku

- Justierung der Beinposition, einfache Handhabung, eingerichtet in ≤ 2 Minuten
- schnelles präziseres Arbeiten mit erhöhter Kosteneffizienz
- intraoperative Röntgenkontrolle ohne Sichtbehinderung

HANDHABUNGS-
PROZESS-
RÖNTGEN-
OPTIMIERT

- Unverbindliche Probestellung
- Schulung vor Ort, ebenso wie verbindliche Erreichbarkeit bei späteren Rückfragen
- Service und Wartung durch autorisiertes Fachpersonal

EFFIZIENZ-
WARTUNGS-
SERVICE-
OPTIMIERT

ANPASSUNGS-
STABILITÄTS-
RAUM-
OPTIMIERT

- Einsatz an allen gängigen OP-Tischen
- alle wesentlichen Beinpositionen werden vom Operateur während der OP selbst justiert und bleiben absolut stabil
- minimale Stauraumfläche mit nur 90cm²

OPTIMALE FAKTEN AUF EINEN BLICK

eingerichtet in ≤ 2 min


-50% Materialkosten

-1 OP-Personal

Rotation in 5^o Schritten

90cm² minimale Stauraumfläche

+60⁺ Referenzen



Qualität als Markenzeichen

Medizinische Präzisionsgeräte von höchster Qualität – dafür stehen Condor-Produkte. Ob Wund-Spreizer-Systeme GoldLine, RotexTable oder RotexShoe – für sie alle gilt: Sie sind die ideale Unterstützung für Operateure und OP-Personal rund um den Globus. Sie schaffen ein Mehr an Flexibilität, Bewegungsfreiheit und einen optimalen Prozessablauf bei vielen Eingriffen. Gleichzeitig tragen sie einen erheblichen Anteil zur Reduzierung von Kosten und dem effizienten Einsatz von Personalressourcen bei.

EXTENSIONS- RÖNTGEN- ANBAU- OPTIMIERT

- Extensions-Ansteck-System (EAS) für vorhandene Universal-OP-Tische, auch in Karbon-Ausführung erhältlich
- kosteneffizient, schneller und sicherer Umbau
- optimale Lagerung des Patienten
- Abnehmbare Segmentplatten zur optimalen Röntgen-bildgebung



- Einweg-Innenschuh bietet größtmögliche Hygiene für den Patienten
- stabiler, fest fixierbarer Schuh mit Außenform aus Karbon und anatomisch geformtem Innenschuh
- schnelle und präzise Fixierung durch Schnellverschlüsse verhindern das Verletzungsrisiko beim Patienten

HYGIENE- PASSFORM- SICHERHEITS- OPTIMIERT

Für uns sind Kunden mehr als Käufer

Ohne die Zusammenarbeit mit erfahrenen Chirurgen in der Entwicklung des RotexTable hätten wir die bisherigen Standards nicht überbieten können. Diese Entwicklung ist für uns mit einem funktions-optimierten Produkt noch nicht abgeschlossen. Immer wieder werden neue Anregungen aus unterschiedlichen Abläufen oder neue Werkstoffe aufgenommen und auf Ihre mögliche Integration geprüft. Parallel geht es von Salzkotten aus in die Welt und auch hier erfolgen Anpassungen an die Abläufe und Besonderheiten der internationalen Anwender.

„EINSTELLUNGS-SICHERHEITS-EFFIZIENZ-OPTIMIERT“

Der RotexTable ist die weltweit einzige, ergonomische Lagerungshilfe, die speziell für die minimalinvasive Implantation künstlicher Hüftgelenke mit dem direkten anterioren Zugang sowie für gelenkerhaltende offene und arthroskopische Behandlungen von Hüftgelenkserkrankungen, realisiert wurde. Mit dieser Erfindung kann ich als Operateur erstmals alle wesentlichen Beinpositionen während einer Routine-Hüftimplantation selbst einstellen, und bekomme außerdem ein Feedback über Gewebespannungen. Das Frakturrisiko wird minimiert, und intraoperative Luxationstests sind möglich.

Ich selbst erlebe jeden Tag, wie sehr mit dem Einsatz des Gerätes unsere OP-Abläufe optimiert werden.

Wir stellen fest, dass wir unser Personal erheblich effizienter einsetzen können. Wir sind heute, da weniger ärztliches Personal im Operationssaal gebunden ist, viel flexibler als früher.

*Dr. Andreas Ottersbach,
Chefarzt und Abteilungsleiter
der Klinik für Orthopädie im Spital Wallis,
am Standort Brig, Schweiz*



**ERLEBEN SIE DIE
VERBLÜFFENDE EINFACHHEIT
UND FUNKTIONALITÄT
BEI EINER UNVERBINDLICHEN
PROBESTELLUNG.**

Kontaktieren Sie uns.

Condor[®] GmbH Medicaltechnik
Dr.-Krismann-Str. 15
33154 Salzkotten
Deutschland

Telefon: +49 (0) 52 58 - 99 16-0
Fax: +49 (0) 52 58 - 99 16-16

info@condor-med.de
www.condor-med.de

