



GoldLine
by Condor[®]

RETRACTOR COVERS > ABDOMINAL- UND PELVISCHIRURGIE

Patientensicherheit ist die oberste Prämisse in jedem OP-Saal. Condor leistet Ihnen dabei Hilfe mit den innovativen Retractor Covers: Sterile Wundhakenbezüge aus Polyvinylalkohol, absolut fusselfrei, anschiessam, saugfähig und passend für alle gängigen Wundhaken.

Sterile Einmalartikel

Die Retractor Covers sind sterile Einmal-Wundhakenbezüge. Sie sind aus hundertprozentigem Polyvinylalkohol hergestellt, ein in der Wundabdeckung bewährtes Material, das selbstverständlich fusselfrei ist. Die Bezüge sind in vielen Formen und Größen erhältlich und zudem individuell zuschneidbar. Sie lassen sich auf Langenbeck-Wundhaken, Leberhaken und Wundhaken von Retraktorsystemen aufziehen. Die Retractor Covers sind einfach im Handling und können schnell und komplikationslos eingesetzt werden.

Kostenreduzierung

Die Vorteile der Wundhakenbezüge überzeugen: Das zeitaufwändige Beziehen in der ZSVA (Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung) entfällt. Somit werden nur noch die Wundhaken steril am OP-Tisch bezogen, die auch tatsächlich benötigt werden. Die Anzahl unnötig bezogener Wundhaken, die sonst bei vielen Operationen anfallen, sinkt so enorm. Für das Krankenhaus bedeutet das eine immense Aufwands- und damit auch deutliche Kostenreduzierung.

Die Vorteile der Retractor Covers im Überblick:

- steriler Einmalartikel
- beziehen von Wundhaken in der ZSVA entfällt
- fusselfrei und individuell zuschneidbar
- Sicherheitskontrolle via Röntgenkontrasterkennung
- schützt Gewebe des Patienten vor Verletzungen
- verhindert Verrutschen der Haken und saugt Flüssigkeit in der Wunde auf
- Leicht aufziehbar und entfernbar
- Zertifiziert gemäß EN ISO 13485:2012 + AC:2012 CE 1639



Retractor Covers > Abdominal- und Pelvischirurgie

Artikel	Beschreibung	VPE
1155200	Retractor Covers, eckig, 25 mm / 180 mm	90 Stck.
1155205	Retractor Covers, eckig, 38 mm / 180 mm	90 Stck.
1155210	Retractor Covers, eckig, 50 mm / 180 mm	90 Stck.
1155225	Retractor Covers, rund, 35 mm / 185 mm	90 Stck.
1155231	Retractor Covers, Darmklemmen, 6 mm / 90 mm	90 Paar