



GoldLine
by Condor[®]

WIRBELSÄULENCHIRURGIE: VENTRALER ZUGANG – LWS

Höchste Qualität, einfache Handhabung und modulare Flexibilität zählen zu den Leistungsmerkmalen des Wund-Spreizer-Systems GoldLine by Condor[®] für die Wirbelsäulenchirurgie an der Lendenwirbelsäule.

Das System erweist sich als besonders anwenderfreundlich. Dank der 3D-Einstellung mittels Kugelgelenken lassen sich die Haltearme einzeln barrierefrei positionieren. Durch die Flexibilität der Wundhaken und Klammern lässt sich der OP-Situs individuell einstellen. Die sichere Fixierung der Wundhaken in den Klammern verhindert eine ungewollte Veränderung der Position der Wundhaken und minimiert somit das Risiko einer Gefäß- oder Nervenverletzung. Zudem profitieren Sie dank der gleichbleibend optimalen Darstellung des OP-Situs – die Wundhaken bleiben in einer Position – von einer deutlichen Zeitersparnis.

Die Wundhaken sind entsprechend den Bedürfnissen für die Wirbelsäulenchirurgie entwickelt: Sie sind in allen gängigen Längen erhältlich, von der Form her schmal und flach gehalten, aber trotzdem stabil. Die Wundhaken sind transluzent aus Aluminium. Patentierte Blatthalter mit Kugelgelenk ermöglichen Ihnen eine exakte, spitzebetonte Situs-Einstellung.

Für den Einsatz von Hohmann-Knochenhebeln bieten wir Ihnen spezielle Kugeladapter, die an ihre vorhandenen Knochenhebel fixiert werden. Für eine optimale Ausleuchtung des OP-Situs empfehlen wir den Einsatz von flexiblem Kaltlicht.

Besondere Vorteile:

- Anwenderfreundlich
- Störungsfreies Arbeiten
- 3D-Einstellung mit Kugelgelenken
- Stabile und sichere Einstellung
- Transluzente Wundhaken aus Aluminium
- Spitzebetonte Blatthalter
- Flexibles Kaltlicht



GoldLine by Condor® für die Wirbelsäulen Chirurgie

Präzisionsarbeit im OP ist das A und O – mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Wirbelsäulen Chirurgie bieten wir Ihnen für Ihre Eingriffe die perfekte Unterstützung. Wir kombinieren praxisorientiertes Know-how, langjährige Erfahrung, innovative Technik und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Das Ergebnis: ein OP-Instrument für die Chirurgie, das sich mit seinen multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten gegenüber herkömmlichen Systemen als wesentlich flexibler und effizienter erweist. Wir legen sehr viel Wert auf Systeme, die in der Praxis entwickelt wurden und sich dadurch bewährt haben. Hervorzuheben ist das einfache und schnelle Handling mit Schnellverschlüssen. Dank der 3D-Einstellung mit den Kugelgelenken können Sie sich das System barrierefrei einstellen.

Für die Wirbelsäulen Chirurgie sind folgende Sets des Wund-Spreizer-Systems GoldLine by Condor® erhältlich:

- Cervikaler Zugang bei der HWS
- **Ventraler Zugang bei der LWS**
- Thorakaler Zugang bei der BWS

Das Wund-Spreizer-System GoldLine für die Wirbelsäulen Chirurgie an der LWS ist kein geschlossenes System, sondern ein flexibles und trotzdem stabiles System, das sich an jede Lagerung anpasst. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Patentierte Blatthalter gewährleisten eine optimale Einstellung in der Tiefe – spitzebetont.

Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

Setvorschlag: Ventraler Zugang – LWS

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	4
100.360.040 OT	Haltearm für Orthopädie mit Kugel	2
115.200.008 EAL	Blatthalter mit Kugelgelenk, Exzenterverschluss und Kopfschraube für Wundhaken transluzent	4
122.020.100	Steckschlüssel 20 mm/100 mm	1
120.020.080 AL	Wundhaken transluzent, Blatt 20 mm/80 mm	2
120.020.100 AL	Wundhaken transluzent, Blatt 20 mm/100 mm	2
120.020.120 AL	Wundhaken transluzent, Blatt 20 mm/120 mm	4
120.020.140 AL	Wundhaken transluzent, Blatt 20 mm/140 mm	4
120.020.160 AL	Wundhaken transluzent, Blatt 20 mm/160 mm	4
115.200.008 OT	Blatthalter mit Kugelverschluss u. Knebelöffnung für Orthopädie	2
115.030.020	Adapter für vorhandene Hohmann-Wundhaken	2

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Wirbelsäulen Chirurgie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteinsatz steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!