



**GoldLine**  
by Condor<sup>®</sup>

## CHIRURGIE: MAXI-SYSTEM – ABDOMINAL

Speziell für die Anforderungen und Spezifika im Bauchraum entwickelt, ermöglicht das Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor<sup>®</sup> Abdominal Maxi perfekte Präzisionsarbeit bei Bauch-Operationen – sowohl in der Viszeralchirurgie als auch in der Gefäßchirurgie.

Dabei werden die spezifischen Anforderungen besonders berücksichtigt: So helfen Kugelgelenke, die Bauchdecke anzuheben. Dabei kann jede Seite isoliert angehoben und wieder abgesenkt werden, um so beispielsweise einen optimalen Zugang zur Präparation der Flexur zu bekommen oder auch um Verwachsungen an der Bauchdecke zu lösen.

Das Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor<sup>®</sup> bietet Ihnen dank der Kugelgelenke eine flexible und stabile Situseinstellung. Spezielle, patentierte Blatthalter mit Kugelgelenk ermöglichen ein

spitzebetontes Arbeiten. Diese Vorteile zeigen sich besonders beim Einsatz in der "tiefen" Rektum-Chirurgie.

In der Gefäßchirurgie helfen Ihnen die mit Anwendern speziell für die Aortenchirurgie entwickelten Wundhaken den OP-Situs optimal einzustellen.

Bei ausgeprägter Adipositas-Chirurgie können zwei Systeme gekoppelt werden. Entsprechende Wundhaken ermöglichen Ihnen auch unter schwierigen Bedingungen eine optimale Situs-Einstellung.

### Die Vorteile der Abdominal-Maxi-Sets im Überblick:

- einfacher, schneller Aufbau
- 3D-Einstellung mit Kugelgelenken
- perfekt auf Bauch-OPs abgestimmt
- isoliertes Anheben der Bauchdecke rechts oder links durch Kugelgelenke
- spitzebetontes Arbeiten durch stabile und barrierefreie Einstellung – besonders auch für die Rektum-Chirurgie
- spezielle Wundhaken für die Gefäßchirurgie
- Einsatz in der Adipositas-Chirurgie



## GoldLine by Condor® für Chirurgen

Präzisionsarbeit im OP ist das A und O – mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Chirurgie bieten wir Ihnen für chirurgische Eingriffe die perfekte Unterstützung. Wir kombinieren praxisorientiertes Know-how, langjährige Erfahrung, innovative Technik und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Das Ergebnis: ein OP-Instrument für die Chirurgie, das sich mit seinen multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten gegenüber herkömmlichen Systemen als wesentlich flexibler und effizienter erweist.

Für die Chirurgie sind folgende Sets der Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set aus den Komponenten einzelner Sets zusammen:

### Maxi-System

#### > Abdominal

> Adipositas

### Mini-System

> Struma

> Mivat

> Proktologie

> Kinderchirurgie

### Rochard-System

> Transplantation

> Oberbauch-Chirurgie

Auch das Maxi-System-Abdominal überzeugt durch die Vorteile und Leistungen, die jedes Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® auszeichnen: Die einzigartigen Kugelgelenke ermöglichen exzellente Einstellungen und Bewegungsfreiheiten bei allen chirurgischen Eingriffen. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Patentierte Blatthalter gewährleisten eine optimale Einstellung in der Tiefe – spitzebetont.

### Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

### Setvorschlag: Maxi-System – Abdominal

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	6
100.480.040 K	Halterarm Maxi mit Kugel	2
115.200.008	Blatthalter mit Kopfschraube	3
115.200.008 E	Blatthalter mit Kugelgelenk, Exzenterverschluss und Kopfschraube	1
114.078.065	Kirschner-Bauchdeckenhalter, schwenkbar, 78 mm/65 mm	2
114.060.085	Kirschner-Bauchdeckenhalter, schwenkbar, 60 mm/85 mm	2
131.090.140 B	Wundhaken, Blatt, einstellbar 90 mm/140 mm	1
130.025.150 B	Breisky-Spekulum, Blatt 25 mm/150 mm	1
113.050.160 B	Wundhaken, Blatt, biegsam 50 mm/160 mm	1
133.060.174 B	St. Marks-Pelvishaken, Blatt 60 mm/174 mm	1

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Chirurgie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteinsatz steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

### Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany

Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16

E-Mail: [info@condor-med.de](mailto:info@condor-med.de) | [www.condor-med.de](http://www.condor-med.de)