



GoldLine
by Condor[®]

CHIRURGIE: MINI-SYSTEM – KINDERCHIRURGIE

Maximale Präzision erfordern besonders die chirurgischen Eingriffe bei Kindern. Das Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor[®] garantiert das perfekte Zusammenspiel von kleinen Wundhaken und flexiblem sowie grazilem System.

Neben **kleinen biegsamen Wundhaken** wie dem Harrington-Wundhaken zählt auch der Distanzhalter zu den Bestandteilen des Sets. Mit diesem Distanzhalter lässt sich der Zentralhalter auf Körperriveau absenken. Für den Operateur bedeutet das: perfekte Bewegungsfreiheit am OP-Tisch. Mit der Anbringung des Systems ist die völlige Armfreiheit garantiert.

Das Kinder-Chirurgie-Set ist perfekt mit Kaltlicht kombinierbar. Selbst bei kleinsten Schnitten wird der Situs in der Tiefe optimal ausgeleuchtet.

Wund-Spreizer-Systeme GoldLine by Condor[®] garantieren Armfreiheit und barrierefreies Arbeiten. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist Ihr Vorteil.

Die Vorteile des Kinderchirurgie-Sets im Überblick:

- völlige Bewegungs- und Armfreiheit durch Condor Distanzhalter
- Nutzung kleiner, flexibler und biegsamer Wundhaken
- individuelle Seiteneinstellung durch Kugelgelenke
- kombinierbar mit Kaltlicht



GoldLine by Condor® für Chirurgen

Präzisionsarbeit im OP ist das A und O – mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Chirurgie bieten wir Ihnen für chirurgische Eingriffe die perfekte Unterstützung. Wir kombinieren praxisorientiertes Know-how, langjährige Erfahrung, innovative Technik und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Das Ergebnis: ein OP-Instrument für die Chirurgie, das sich mit seinen multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten gegenüber herkömmlichen Systemen als wesentlich flexibler und effizienter erweist.

Für die Chirurgie sind folgende Sets der Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set aus den Komponenten einzelner Sets zusammen:

Maxi-System

- > Abdominal
- > Adipositas

Mini-System

- > Struma
- > Mivat
- > Proktologie

> Kinderchirurgie

Rochard-System

- > Transplantation
- > Oberbauch-Chirurgie

Auch das Mini-System Kinderchirurgie inkludiert alle Kernelemente und Vorteile des Wund-Spreizer-Basis-Systems GoldLine by Condor®, das mit seinen einzigartigen Kugelementen exzellente Einstellungen und Bewegungsfreiheit bei allen chirurgischen Eingriffen ermöglicht. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Patentierte Blatthalter gewährleisten eine optimale Einstellung in der Tiefe – spitzebetont.

Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

Setvorschlag: Mini-System – Kinderchirurgie

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	5
100.220.040 K	Halterarm Mini mit Kugel	2
132.021.025	Richardson-Wundhaken, schwenkbar 21 mm/25 mm	2
132.029.030	Richardson-Wundhaken, schwenkbar 29 mm/30 mm	2
123.025.050	Harrington-Wundhaken, schwenkbar, biegsam 25 mm/50 mm	1
115.011.035	Langenbeck-Wundhaken, schwenkbar 11 mm/35 mm	2
115.011.050	Langenbeck-Wundhaken, schwenkbar 11 mm/50 mm	2
113.020.050	Wundhaken biegsam, Urologie, schwenkbar 20 mm/50 mm	2
113.020.060	Wundhaken biegsam, Urologie, schwenkbar 20 mm/60 mm	2
144.018.022	Roux-Wundhaken, schwenkbar 18 mm/22 mm	2
144.023.028	Roux-Wundhaken, schwenkbar 23 mm/28 mm	2
100.025.140	Distanzhalter	1

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Chirurgie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteinsatz steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16
E-Mail: info@condor-med.de | www.condor-med.de