



**GoldLine**  
by Condor<sup>®</sup>

## CHIRURGIE: ROCHARD-SYSTEM – OBERBAUCH

Das erste Rochard-System mit ultraleichter Feinjustierung für die Oberbauch- und Transplantationschirurgie

### Maximaler Nutzen durch perfekte Situseinstellung

Ein einfacher und schneller Aufbau oberhalb der Schultern verspricht Ihnen Bewegungsfreiheit und eine sehr gute Übersicht. Mit Hilfe der einzigartigen Zugvorrichtung (Ratsche) können Sie den Rippenbogen stufenlos ohne große Krafteinstellung anheben oder spreizen. Zusätzlich angebrachte winkelbare Blatthalter ermöglichen Ihnen eine sehr gute Darstellung vom Hiatus. Das Rochard-System

wird komplett steril angebracht, sodass intraoperativ jederzeit die Einstellung verändert werden kann. Der Rochard-Bügel kann in jeder Position fixiert werden, je nach OP-Situs steil oder auch abgeflacht. Mit zusätzlich angebrachten Haltearmen können Sie eine abdominale Einstellung vornehmen.

### Praxiserprobt. Praxisbewährt. Praxisoptimiert.

So kann man die Vorzüge des Condor<sup>®</sup> Rochard-Systems zusammenfassen. Direkt im OP-Saal gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung und Konstruktion des Systems ein. Ergebnis ist ein OP-System für sämtliche Oberbauch-Eingriffe, das viele überzeugende Vorteile bietet, die sich bei tausenden von Operationen bewährt haben.



### Die Vorteile des Rochard-Systems im Überblick:

- perfekte Situseinstellung
- ultraleichte, kraftschonende Feinjustierung der Wundhaken per Ratsche
- vollständig steriler Aufbau
- maximale Bewegungsfreiheit
- hohe Stabilität
- enorme Flexibilität durch beliebige Einstellung des Rochard-Bügels
- einfache und schnelle Anbringung
- abwinkelbare, lange Blatthalter
- Kombinationsmöglichkeit von Condor<sup>®</sup> Rochard-System und Condor<sup>®</sup> Abdominal-Set



## GoldLine by Condor® für Chirurgen

Präzisionsarbeit im OP ist das A und O – mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Chirurgie bieten wir Ihnen für chirurgische Eingriffe die perfekte Unterstützung. Wir kombinieren praxisorientiertes Know-how, langjährige Erfahrung, innovative Technik und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Das Ergebnis: ein OP-Instrument für die Chirurgie, das sich mit seinen multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten gegenüber herkömmlichen Systemen als wesentlich flexibler und effizienter erweist.

Für die Chirurgie sind folgende Sets der Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set aus den Komponenten einzelner Sets zusammen:

### Maxi-System

- > Abdominal
- > Adipositas

### Mini-System

- > Struma
- > Mivat
- > Proktologie
- > Kinderchirurgie

### Rochard-System

- > Transplantation

### > Oberbauch-Chirurgie

Auch das Rochard-System-Oberbauch bietet die Kernelemente und Vorteile des Wund-Spreizer-Basis-Systems GoldLine by Condor®, das mit seinen einzigartigen Kugelelementen exzellente Einstellungen und Bewegungsfreiheit bei allen chirurgischen Eingriffen ermöglicht. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Patentierte Blatthalter gewährleisten eine optimale Einstellung in der Tiefe – spitzebetont.

### Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

### Setvorschlag: Rochard-System – Oberbauch

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 EL	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung, inkl. 2 Klammern	2
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	4
100.800.012	Rochard-Bügel 90° (zweiteilig)	1
115.200.008 OT	Blatthalter mit Kugelverschluss und Knebelöffnung	2
100.025.140	Distanzhalter	2
140.260.400	Zugvorrichtung	2
115.400.008 W	Blatthalter mit rastender Winkelverstellung	2
115.200.008 E	Blatthalter mit Kugelgelenk, Exzenterverschluss und Kopfschraube	1
114.060.085 UA	Bauchdeckenhaken, Oberbauch 60 mm/85 mm	2
114.078.065 UA	Bauchdeckenhaken, Oberbauch 78 mm/65 mm	2
113.050.160 B	Wundhaken, Blatt, biegsam, 50 mm/160 mm	1
115.050.150 B	Langenbeck-Wundhaken, Blatt, 50 mm/150 mm	1
130.025.150 B	Breisky-Spekulum, Blatt, 25 mm/150 mm	1

### Kompatibilität mit dem Condor® Wund-Spreizer-Set Abdominal

Kompatibilität zählt zu den Vorteilen der Condor® Produkte. Auch das Condor® Rochard-System ist kompatibel mit dem Abdominal-Set. Es bietet so eine sehr gute und stabile Kombination von Rochard-Prinzip und Retraktorsystem.

**Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Chirurgie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteintritt steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!**

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

### Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany  
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16  
E-Mail: [info@condor-med.de](mailto:info@condor-med.de) | [www.condor-med.de](http://www.condor-med.de)