



GoldLine
by Condor[®]

GYNÄKOLOGIE: MINI-SYSTEM – VAGINALE HYSTEREKTOMIE

Bei Vaginal-Eingriffen bietet das Condor[®] Vaginal-Mini-Set optimale Unterstützung. Es wird nur noch ein Assistent benötigt. Condor[®] schafft dem Fachpersonal Freiräume für effektivere Aufgaben.

Besonders für die OP-Assistenten bedeutet der Einsatz des Sets eine enorme Arbeitserleichterung: Denn die ungünstige Körperhaltung bei der Assistenz entfällt. Vaginale Wundhaken lassen sich durch flexible Blatthalter einfach und schnell positionieren. Der OP-Situs kann somit jederzeit passgenau auf die jeweilige OP-Situation eingestellt werden.

Spezielle Wundhaken ermöglichen den Einsatz des Condor Vaginal-Mini-Sets bei der **transvaginalen sakrospinalen Fixation** bei Scheidensenkungen.

Die Vorteile des Vaginal-Mini-Sets im Überblick:

- ideal für transvaginale Eingriffe wie Senkungs-OP
- schneller Wechsel der seitlichen Wundhaken
- Arbeitserleichterung für Assistenten
- optimale Einstellung des OP-Situs



GoldLine by Condor® für die Gynäkologie

Perfekte und präzise Unterstützung für gynäkologische Operationen – das bietet das patentierte Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Gynäkologie. Unsere Wund-Spreizer-Systeme sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung, innovativer Technik, praxisorientiertem Know-how und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Mit ihren multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten erweisen sich unsere Systeme als wesentlich flexibler und effizienter als herkömmliche Systeme.

Für die Gynäkologie sind folgende Sets der Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set aus den Komponenten einzelner Sets zusammen:

Maxi-System

- > Abdominal
 - Adipositas

Mini-System

> Vaginale Hysterektomie

- > Mamma-Chirurgie

Rochard-System

- > Oberbauch-Chirurgie

Die Kernelemente und Vorteile des Wund-Spreizer-Basis-Sets GoldLine by Condor®, das mit seinen einzigartigen Kugelementen exzellente Einstellungen und Bewegungsfreiheit bei allen gynäkologischen Eingriffen ermöglicht sind auch auf das Mini-Set Vaginale Hysterektomie übertragbar: Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Patentierte Blatthalter gewährleisten eine optimale Einstellung in der Tiefe – spitzebetont.

Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

Setvorschlag: Mini-System – Vaginale Hysterektomie

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	4
100.220.040 K	Halterarm Mini mit Kugel	2
115.200.008	Blatthalter mit Kopfschraube	2
115.200.008 E	Blatthalter mit Kugelgelenk, Exzenterverschluss und Kopfschraube	2
130.025.090 B	Breisky-Spekulum, Blatt 25mm/90 mm	2
130.025.110 B	Breisky-Spekulum, Blatt 25 mm/110 mm	2
130.025.130 B	Breisky-Spekulum, Blatt 25 mm/130 mm	1
130.035.050 B	Breisky-Spekulum, Blatt 35 mm/50 mm	1
130.035.090 B	Breisky-Spekulum, Blatt 35 mm/90 mm	1
130.035.110 B	Breisky-Spekulum, Blatt 35 mm/110 mm	1

Zusatz: Gyn-Adapter

115.011.054	Adapter zur Aufnahme der vorhandenen Spekula	1
-------------	--	---

Ergänzend zum Mini-Set ist der Gyn-Adapter von Condor® erhältlich. **An ihn können Scheiden-Spekula befestigt und damit die in Ihrem Haus vorhandenen Spekula weiter genutzt werden.** Der Gyn-Adapter beweist sich als sinnvolle Erweiterung des Mini-Sets, da mit der Anschaffung dieses kleinen Adapters vorhandenes Equipment genutzt werden kann.

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Gynäkologie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteintritt steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16
E-Mail: info@condor-med.de | www.condor-med.de