



**GoldLine**  
by Condor<sup>®</sup>

## GYNÄKOLOGIE: ROCHARD-SYSTEM – OBERBAUCH

Das erste Rochard-System mit ultraleichter Feinjustierung für die Oberbauch- und Transplantationschirurgie

### Maximaler Nutzen durch perfekte Situseinstellung bei der Maximaltherapie:

Durch Kombination von Abdominal- und Oberbauch-System haben Sie immer das bestmögliche System für jeden Operationsschritt zur Verfügung. Ob die Einstellung zur Laparatomie oder je nach Befund die Darstellung des Oberbauches: Die einfach zu bedienenden Kugelgelenke, die Zugvorrichtung und andere Instrumente helfen Ihnen, sich den OP-Situs optimal darzustellen.

### Praxiserprobt. Praxisbewährt. Praxisoptimiert.

So kann man die Vorzüge des Condor<sup>®</sup> Rochard-Systems zusammenfassen. Direkt im OP-Saal gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung und Konstruktion des Systems ein. Ergebnis ist ein OP-System für sämtliche Oberbauch-Eingriffe, das viele überzeugende Vorteile bietet, die sich bei tausenden von Operationen bewährt haben.



### Die Vorteile des Condor Rochard-Systems im Überblick:

- perfekte Situseinstellung
- ultraleichte, kraftschonende Feinjustierung der Wundhaken per Ratsche
- vollständig steriler Aufbau
- Kombinationsmöglichkeit von Condor Rochard-System und Condor Abdominal-Set
- maximale Bewegungsfreiheit
- hohe Stabilität
- enorme Flexibilität durch beliebige Einstellung des Rochard-Bügels
- einfache und schnelle Anbringung
- abwinkelbare, lange Blatthalter

## GoldLine by Condor® für die Gynäkologie

Perfekte und präzise Unterstützung für gynäkologische Operationen – das bietet das patentierte Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Gynäkologie. Unsere Wund-Spreizer-Systeme sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung, innovativer Technik, praxisorientiertem Know-how und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Mit ihren multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten erweisen sich unsere Systeme als wesentlich flexibler und effizienter als herkömmliche Systeme.

Für die Gynäkologie sind folgende Sets der Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set aus den Komponenten einzelner Sets zusammen:

### Maxi-System

- > Abdominal
  - Adipositas

### Mini-System

- > Vaginale Hysterektomie
- > Mamma-Chirurgie

### Rochard-System

- > **Oberbauch-Chirurgie**

Für das Rochard-System Oberbauch gelten die Kernelemente und Vorteile des Wund-Spreizer-Basis-Sets GoldLine by Condor®, das mit seinen einzigartigen Kugelementen exzellente Einstellungen und Bewegungsfreiheit bei allen gynäkologischen Eingriffen ermöglicht. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Patentierte Blatthalter gewährleisten eine optimale Einstellung in der Tiefe – spitzebetont.

### Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

### Setvorschlag: Rochard-System – Oberbauch

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 EL	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung, inkl. 2 Klammern	2
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	4
100.800.012	Rochard-Bügel 90° (zweiteilig)	1
115.200.008 OT	Blatthalter mit Kugerverschluss und Knebelöffnung	2
100.025.140	Distanzhalter	2
140.260.400	Zugvorrichtung	2
115.400.008 W	Blatthalter mit rastender Winkelverstellung	2
115.200.008 E	Blatthalter mit Kugelgelenk, Exzenterverschluss und Kopfschraube	1
114.060.085 UA	Bauchdeckenhaken, Oberbauch 60 mm/85 mm	2
114.078.065 UA	Bauchdeckenhaken, Oberbauch 78 mm/65 mm	2
113.050.160 B	Wundhaken, Blatt, biegsam, 50 mm/160 mm	1
115.050.150 B	Langenbeck-Wundhaken, Blatt, 50 mm/150 mm	1
130.025.150 B	Breisky-Spekulum, Blatt, 25 mm/150 mm	1

### Kompatibilität mit dem Condor® Wund-Spreizer-Set Abdominal

Kompatibilität zählt zu den Vorteilen der Condor® Produkte. Auch das Condor® Rochard-System ist kompatibel mit dem Abdominal-Set. Es bietet so eine sehr gute und stabile Kombination von Rochard-Prinzip und Retraktorsystem.

**Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Gynäkologie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteintritt steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!**

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

### Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany  
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16  
E-Mail: [info@condor-med.de](mailto:info@condor-med.de) | [www.condor-med.de](http://www.condor-med.de)