



GoldLine
by Condor[®]

ORTHOPÄDIE: ENDOPROTHETIK HÜFTE

Höchste Qualität, einfache Handhabung und modulare Flexibilität zählen zu den Leistungsmerkmalen des Wund-Spreizer-Systems GoldLine by Condor[®] für den Einsatz in der Endoprothetik bei der Hüfte.

Das GoldLine Wund-Spreizer-System für die Endoprothetik an der Hüfte zeichnet sich durch überzeugende Leistungs- und Funktionsmerkmale aus.

Die Hüft-Endoprothetik erfordert ein hohes Maß an OP-Vorbereitung hinsichtlich der Lagerung des Patienten. Hier ist die effiziente Unterstützung durch den einfachen, flexiblen und schnellen Aufbau des Wund-Spreizer-Systems besonders gefragt. Durch die 3D-Einstellung mit den Kugelgelenken bieten sich Ihnen barrierefreie Einstellmöglichkeiten in allen Positionen.

Ihre vorhandenen Hohmann-Knochenhebel werden mit Hilfe von Kugeladaptern in den Blatthaltern fixiert. Durch die Kugeladapter machen diese jegliche Positionsänderung mit und bleiben trotzdem in der voreingestellten Position. Der Hebelmechanismus am Blatthalter erlaubt Ihnen das Lösen mit einer Hand. Somit kann der Hohmann-Knochenhebel einfach und schnell neu positioniert werden.

Unabhängig von der Lagerung des Patienten – Rücken- oder Seitlagerung – kann das GoldLine Wund-Spreizer-System für die Endoprothetik Hüfte eingesetzt werden.

Durch die Fixierung aller Knochenhebel mit Kugeladaptern haben Sie die Hände frei und können sich ganz dem Operationsverlauf widmen – entweder als Operateur selbst oder indem Sie Ihr Personal anlernen.

Die Vorteile des GoldLine Wund-Spreizer-Systems by Condor für die Endoprothetik Hüfte im Überblick:

- flexibler, schneller Aufbau
- 3D-Einstellung mit Kugelgelenken
- Schnellverschlüsse
- "Einhand"-Bedienung der Schnellverschlüsse
- Kugeladapter für vorhandene Hohmann-Knochenhebel
- für jede Lagerung des Patienten geeignet
- Einsatz auch bei Anwendung von Navigationssystemen
- effizienter Personaleinsatz
- Förderung der Ausbildung



GoldLine by Condor® für die Orthopädie

Präzisionsarbeit im OP ist das A und O – mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Orthopädie bieten wir Ihnen für Ihre Eingriffe die perfekte Unterstützung. Wir kombinieren praxisorientiertes Know-how, langjährige Erfahrung, innovative Technik und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Das Ergebnis: ein OP-Instrument für die Orthopädie, das sich mit seinen multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten gegenüber herkömmlichen Systemen als wesentlich flexibler und effizienter erweist.

Wir legen sehr viel Wert auf Systeme, die in der Praxis entwickelt wurden und sich bewährt haben. Hervorzuheben ist das einfache und schnelle Handling mit Schnellverschlüssen.

Für die Endoprothetik sind folgende Sets der GoldLine Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set zusammen.

Endoprothetik

> Hüfte

- Zusatz Beinhalterung
- > Knie
- > Schulter

Modulares Prinzip

Das Endoprothetik-Set ist sowohl auf Hüft- als auch auf Knie-Endoprothetik ausgerichtet. Beide Operationen lassen sich problemlos mit dem Wund-Spreizer-System durchführen.

Vorteile des Endoprothetik-Sets, die für Hüft- und Knie-Operationen gleichermaßen gelten: Dank der Kugeladapter von Condor® können Sie Ihre vorhandenen Hohmann-Knochenhebel weiterhin nutzen. Diese flexible Einstellung an jeder Situsposition ist in dieser Form nur mit den Condor® Kugeladaptern realisierbar. Ein weiterer Vorteil: Die Kugeladapter verfügen über einen Schnellverschluss, der bewusst über eine Hebel-Funktion geöffnet werden kann – das spart Zeit, erleichtert das Handling und ist ein weiterer Garant für die bestmögliche, flexible Einstellung. Gleichzeitig wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Kugeladapter verhindert. Selbst bei Einsatz eines Navigationssystems beeinträchtigt das Wund-Spreizer-System nicht.

Setvorschlag: Endoprothetik Hüfte

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 EL	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung inkl. 2 Klammern	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	4
100.400.012	Systemverlängerung	1
100.360.040 OT	Haltearm für Orthopädie, mit Kugel	2
115.200.008 OT	Blatthalter mit Kugerverschluss und Knebelöffnung für Orthopädie	3
115.200.008 OTG	Blatthalter 90° mit Kugerverschluss und Knebelöffnung	1
115.030.020	Adapter für vorhandene Hohmann-Wundhaken	4

Optional erhältlich: Beinhalterung für 4er-Position

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Orthopädie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteintritt steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!