



GoldLine
by Condor[®]

UROLOGIE: MAXI-SYSTEM – ABDOMINAL

Das Maxi-System Abdominal GoldLine by Condor[®] bietet Präzision für abdominale und retroperitoneale urologische Eingriffe, wie zum Beispiel für Cystektomie, radikale Prostatektomie, Nephrektomie und Nierentransplantation.

Höchste Qualität, einfache Handhabung und modulare Flexibilität zählen zu den Leistungsmerkmalen des Abdominal-Sets.

Flexible und dreidimensionale Situseinstellungen sind bei allen urologischen Eingriffen in Sekundenschnelle realisierbar.

Für die besonderen Anforderungen an die Situs-Einstellung bei urologischen Operationen haben wir die speziellen Wundhaken.

Blasenhaken in unterschiedlichen Größen helfen Ihnen, sich den OP-Situs exakt darzustellen.

Mithilfe der Kugelgelenke lassen sich die Haltearme barrierefrei und individuell ausrichten. Dieses kommt Ihnen besonders bei Nierenoperationen in Seitenlage zu Gute. Patentierte Blatthalter mit Kugelgelenk helfen Ihnen bei der spitzebetonten Einstellung des OP-Situs.

Die Vorteile des Abdominal-Sets im Überblick:

- einfacher, schneller Aufbau
- perfekt auf urologische OPs abgestimmt
- isoliertes Anheben der Bauchdecken durch Kugelgelenke
- spitzebetontes Arbeiten mit patentierten Blatthaltern
- stabile und barrierefreie Einstellung auch in Seitenlage
- spezielle Blasen-Wundhaken
- Einsatz in der Adipositas-Chirurgie



GoldLine by Condor® für die Urologie

Präzision, perfekt eingespielte Prozesse und exakte Maßarbeit – sie sind in den Operationssälen rund um den Globus bei urologischen Eingriffen gefordert und notwendig. Dies zu gewährleisten und perfekt zu unterstützen, ist kennzeichnend für die Leistungsfähigkeit der Wund-Spreizer-Systeme GoldLine by Condor®. Diese Systeme gehören heute zu den international eingesetzten OP-Standardausrüstungen in Kliniken. Aus gutem Grund: Wund-Spreizer-Systeme GoldLine by Condor® schaffen den Operateuren größtmögliche Flexibilität bei gleichzeitiger maximaler Präzisionseinstellung.

Für die Urologie sind folgende Sets der Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set zusammen.

Maxi-System

> Abdominal

> Nieren-Transplantation

Mini-System

> Perineale Prostatektomie

> Kinder-Urologie

Auch das Urologie Maxi-System überzeugt durch die Kernelemente und Vorteile des Wund-Spreizer-Basis-Sets GoldLine by Condor®, das mit seinen einzigartigen Kugelelementen exzellente Einstellungen und Bewegungsfreiheit bei allen urologischen Eingriffen ermöglicht. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Patentierte Blatthalter gewährleisten eine optimale Einstellung in der Tiefe – spitzebetont.

Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

Setvorschlag: Maxi-System – Abdominal

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	6
100.480.040 K	Halterarm Maxi mit Kugel	2
115.200.008	Blatthalter mit Kopfschraube	2
115.200.008 E	Blatthalter mit Kugelgelenk, Exzenterverschluss und Kopfschraube	1
114.078.065	Kirschner-Bauchdeckenhalter, schwenkbar 78 mm/65 mm	2
114.060.085	Kirschner-Bauchdeckenhalter, schwenkbar 60 mm/85 mm	2
131.090.140 B	Wundhaken, Blatt, einstellbar 90 mm/140 mm	1
130.025.150 B	Breisky-Spekulum, Blatt 25 mm/150 mm	1
115.050.150 B	Langenbeck-Wundhaken, Blatt, 50 mm/150 mm	1
113.050.160 B	Wundhaken, Blatt, biegsam 50 mm/160 mm	1
113.075.160 B	Wundhaken, Blatt, biegsam 75 mm/160 mm	1
121.080.150 B	Blasen-Wundhaken, biegsam, Blatt, 80 mm/150 mm	1
116.050.150 B	Deaver-Wundhaken, Blatt, 50 mm/150 mm	1

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Urologie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteinsatz steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16
E-Mail: info@condor-med.de | www.condor-med.de