



GoldLine
by Condor[®]

UROLOGIE: MINI-SYSTEM – KINDER-UROLOGIE

Maximale Präzision erfordern besonders die urologischen Eingriffe bei Kindern. Bei Nierenbeckenplastiken oder bei Antirefluxplastiken sind kleine Schnitte notwendig. Die passenden Voraussetzungen hierfür bietet das Condor[®] Kinder-Urologie-Set.

Neben kleinen, biegsamen Wundhaken wie dem Harrington-Wundhaken, zählt auch der Distanzhalter zu den Bestandteilen des Sets. Mit diesem Distanzhalter lässt sich der Zentralhalter auf Körperriveau absenken. Für den Operateur bedeutet das: perfekte Bewegungsfreiheit am OP-Tisch. Mit der Anbringung des Systems ist die völlige Armfreiheit garantiert.

Das Kinder-Urologie-Set ist perfekt mit Kaltlicht kombinierbar. Selbst bei kleinsten Schnitten wird der Situs in der Tiefe optimal ausgeleuchtet.

Die Flexibilität des Kinder-Urologie-Sets zeigt sich besonders bei der **Nierenbeckenplastik in Seitenlage**. Hierbei profitiert das OP-Team besonders von der individuell variierenden Seiteneinstellung der Kugelgelenke: Das Wund-Spreizer-System kann optimal der Lagerung des Patienten angepasst werden.

Die Vorteile des Kinder-Urologie-Sets im Überblick:

- völlige Bewegungs- und Armfreiheit durch Condor[®] Distanzhalter
- Nutzung kleiner, flexibler und biegsamer Wundhaken
- individuelle Seiteneinstellung durch Kugelgelenke
- kombinierbar mit Kaltlicht



GoldLine by Condor® für die Urologie

Präzision, perfekt eingespielte Prozesse und exakte Maßarbeit – sie sind in den Operationssälen rund um den Globus bei urologischen Eingriffen gefordert und notwendig. Dies zu gewährleisten und perfekt zu unterstützen, ist kennzeichnend für die Leistungsfähigkeit der Wund-Spreizer-Systeme GoldLine by Condor®. Diese Systeme gehören heute zu den international eingesetzten OP-Standardausrüstungen in Kliniken. Aus gutem Grund: Wund-Spreizer-Systeme GoldLine by Condor® schaffen den Operateuren größtmögliche Flexibilität bei gleichzeitiger maximaler Präzisionseinstellung.

Für die Urologie sind folgende Sets der Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set zusammen.

Maxi-System

- > Abdominal
- > Nieren-Transplantation

Mini-System

- > Perineale Prostatektomie
- > **Kinder-Urologie**

Allen gemeinsam sind die Kernelemente und Vorteile des Wund-Spreizer-Basis-Sets GoldLine by Condor®, das mit seinen einzigartigen Kugelementen exzellente Einstellungen und Bewegungsfreiheit bei allen urologischen Eingriffen ermöglicht. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Patentierte Blatthalter gewährleisten eine optimale Einstellung in der Tiefe – spitzebetont.

Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

Setvorschlag: Mini-System – Kinder-Urologie

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	5
100.220.040 K	Halterarm Mini mit Kugel	2
132.021.025	Richardson-Wundhaken, schwenkbar 21 mm/25 mm	2
132.029.030	Richardson-Wundhaken, schwenkbar 29 mm/30 mm	2
123.025.050	Harrington-Wundhaken, schwenkbar, biegsam 25 mm/50 mm	1
115.011.035	Langenbeck-Wundhaken, schwenkbar 11 mm/35 mm	2
115.011.050	Langenbeck-Wundhaken, schwenkbar 11 mm/50 mm	2
113.020.050	Wundhaken biegsam, Urologie, schwenkbar 20 mm/50 mm	2
113.020.060	Wundhaken biegsam, Urologie, schwenkbar 20 mm/60 mm	2
144.018.022	Roux-Wundhaken, schwenkbar 18 mm/22 mm	2
144.023.028	Roux-Wundhaken, schwenkbar 23 mm/28 mm	2
100.025.140	Distanzhalter	1

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Urologie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteinsatz steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16
E-Mail: info@condor-med.de | www.condor-med.de