



GoldLine
by Condor[®]

UROLOGIE: MINI-SYSTEM – PERINEALE PROSTATEKTOMIE

Höchste Qualität, einfache Handhabung und modulare Flexibilität zählen zu den Leistungsmerkmalen des Mini-Systems für die Perineale Prostatektomie.

Entscheidend für die optimale Darstellung des OP-Situs ist die 3D-Einstellung mit den Kugelgelenken. Nur so lassen sich die Haltearme barrierefrei einstellen.

Zusätzlichen Komfort schafft das flexible Kaltlicht, welches sich frei beweglich einstellen lässt.

Besondere Wundhaken zur Darstellung der Prostata in Verbindung mit den patentierten Blatthaltern mit Kugelgelenk bieten Ihnen die gewohnte Übersicht.

Die Vorteile des Perineal-Mini-Sets im Überblick:

- spitzebetonte Einstellmöglichkeit
- spezielle, biegsame Wundhaken in verschiedenen Größen
- mit Kaltlicht kombinierbar
- Situseinstellung bei schwieriger Lagerung möglich



GoldLine by Condor® für die Urologie

Präzision, perfekt eingespielte Prozesse und exakte Maßarbeit – sie sind in den Operationssälen rund um den Globus bei urologischen Eingriffen gefordert und notwendig. Dies zu gewährleisten und perfekt zu unterstützen, ist kennzeichnend für die Leistungsfähigkeit der Wund-Spreizer-Systeme GoldLine by Condor®. Diese Systeme gehören heute zu den international eingesetzten OP-Standardausrüstungen in Kliniken. Aus gutem Grund: Wund-Spreizer-Systeme GoldLine by Condor® schaffen den Operateuren größtmögliche Flexibilität bei gleichzeitiger maximaler Präzisionseinstellung.

Für die Urologie sind folgende Sets der Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set zusammen.

Maxi-System

- > Abdominal
- > Nieren-Transplantation

Mini-System

- > **Perineale Prostatektomie**
- > Kinder-Urologie

Die Kernelemente und Vorteile des Wund-Spreizer-Basis-Sets GoldLine by Condor®, das mit seinen einzigartigen Kugelelementen exzellente Einstellungen und Bewegungsfreiheit bei allen urologischen Eingriffen ermöglicht, gelten auch für das Mini-System Perineale Prostatektomie. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Patentierte Blatthalter gewährleisten eine optimale Einstellung in der Tiefe – spitzebetont.

Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

Setvorschlag: Mini-System – Perineale Prostatektomie

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	4
100.220.040 K	Halterarm Mini mit Kugel	2
115.200.008	Blatthalter mit Kopfschraube	2
115.200.008 E	Blatthalter mit Kugelgelenk, Exzenterverschluss und Kopfschraube	2
130.025.090 B	Breisky-Spekulum, Blatt 25 mm/90 mm	2
130.035.090 B	Breisky-Spekulum, Blatt 35 mm/90 mm	1
130.035.110 B	Breisky-Spekulum, Blatt 35 mm/110 mm	1
113.025.100 B	Wundhaken, Blatt, biegsam Urologie 25 mm/100 mm	1
143.022.020	Volkman Wundhaken stumpf, schwenkbar, 4-Zinker, 22 mm/20 mm	1

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Urologie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteinsatz steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16
E-Mail: info@condor-med.de | www.condor-med.de