



GoldLine
by Condor[®]

Instrumentenhalter > Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor[®]

Patientensicherheit ist die oberste Prämisse in jedem OP-Saal. Um OP-Zeiten nicht unnötig zu verzögern, bietet Condor[®] einen Instrumentenhalter, der an jedem Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor[®] angebracht werden kann.

Instrumentenhalter am Wund-Spreizer-System

Der Instrumentenhalter wurde speziell für das Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor[®] entworfen und entspricht den Anforderungen des OP-Alltags. Grundsätzlich kann der Instrumentenhalter mittels einer Universalklammer an allen Stellen befestigt werden, die den sicheren Halt der Instrumente garantieren. Diese variieren zwischen den Fachabteilungen und den angewandten OP-Techniken. Die Isolierung am Zentralhalter des Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor[®] bietet zusätzliche Sicherheit bei der Ablage von Instrumenten aus der HF-Chirurgie.

Kostenreduzierung

Die Vorteile des Instrumentenhalters überzeugen: Intraoperativ sorgt der Instrumentenhalter für einen schnellen OP-Ablauf und die sichere Aufbewahrung einzelner Instrumente - OP-Tisch nah. Eine Ablage rund um den Situs entfällt, ebenso wie das Herabfallen von Instrumenten während der Operation. Langfristig werden so unnötige Kosten durch das Öffnen von sterilen Einzelinstrumenten oder ganzen Sieben reduziert.

Die Vorteile des Instrumentenhalters im Überblick:

- Verhindert Herabfallen von Instrumenten
- Langfristige Kostenreduktion
- Zeitersparnis: einzelne Instrumente sind schnell griffbereit
- Sicherung der Instrumente am Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor[®]
- Keine Ablage auf dem OP-Tisch
- Weniger Verzögerungen im OP-Ablauf
- Kompatibel zu allen Wund-Spreizer-Systemen GoldLine by Condor[®]



Instrumentenhalter > Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor[®]

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.050.170	Instrumentenhalter	1
100.050.020 ES	Universal Klammer "Soft" mit Exzenterverschluss	1