



GoldLine
by Condor[®]

MULTIFUNKTIONALER HALTEARM - FACHABTEILUNGSÜBERGREIFEND

Präzision, Kosten- und Zeitersparnis - das alles bietet der multifunktionale Haltearm der GoldLine by Condor[®]-Linie.

Fachspezifische, wiederverwendbare Wundhaken und Einmal-Wundhaken gleichzeitig nutzen: Das sind optimale Voraussetzungen für einen effizienten und interdisziplinären Einsatz. Der neue multifunktionale Haltearm in der GoldLine by Condor[®]-Familie kann fachabteilungsübergreifend eingesetzt werden und hilft somit langfristig Kosten zu sparen.

Einkerbungen im Haltearm sorgen für die notwendige Haltekraft beim Einsatz von Einmal-Wundhaken. Diese bleiben fest mit dem Rahmen verbunden. Gleichzeitig können die bekannten Universalklammern des GoldLine by Condor[®] Systems an jeder Stelle des Haltearms befestigt und die jeweils benötigten wiederverwendbaren

Wundhaken eingespannt werden.


Eine stabile und optimale Situseinstellung ist sicher: Das Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor[®] wird am OP-Tisch fixiert und der multifunktionale Haltearm garantiert neben Armfreiheit für den Operateur auch barrierefreies Arbeiten in einem ruhigen Operationsfeld.

Welche Wundhaken zum Einsatz kommen, entscheidet das Fachgebiet und die OP-Technik. Ob HNO-Chirurgie, Schilddrüsenchirurgie, Kinderchirurgie oder Proktologie, um nur einige zu nennen: Alle profitieren von den Vorteilen der Kombination aus Wund-Spreizer-System und Einmal-Wundhaken.

Die Vorteile im Überblick:

- Sicherer Zugang und ruhiges Operationsfeld
- Zeit- und Kostenersparnis
- Große Vielfalt an Wundhaken
- Ruhiger OP-Situs
- Ausgezeichnete Sichtverhältnisse durch Kombination mit Kaltlicht

NEU



GoldLine by Condor® für Chirurgen

Präzisionsarbeit im OP ist das A und O – mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Chirurgie bieten wir Ihnen für chirurgische Eingriffe die perfekte Unterstützung. Wir kombinieren praxisorientiertes Know-how, langjährige Erfahrung, innovative Technik und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Das Ergebnis: ein OP-Instrument für die Chirurgie, das sich mit seinen multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten gegenüber herkömmlichen Systemen als wesentlich flexibler und effizienter erweist.

Das Wund-Spreizer-System Gold-Line by Condor® mit dem Haltearm Multifunktional kann flexibel und fachabteilungsübergreifend eingesetzt werden.



Mini-System Multifunktional für:

- > Gynäkologie
- > Handchirurgie
- > HNO und MKG
- > Kinderchirurgie
- > Plastische Chirurgie
- > Proktologie
- > Schilddrüsenchirurgie
- > Urologie

Auch das multifunktionale Mini-System vereint alle Kernelemente und Vorteile von GoldLine by Condor®, das mit seinen einzigartigen Kugelementen exzellente Einstellungen und Bewegungsfreiheit bei allen chirurgischen Eingriffen ermöglicht. Die modular zusammengesetzten Systeme sind vielseitig einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht.

Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.



Multifunktionaler Haltearm

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.220.012 K-MR,	Mini-Multifunktions-Haltearm in Anwendung mit Aufnahme	1
100.220.012 K-ML	einschl. Querstange 100.120.060 K	1
100.220.040 K-MR,	Mini-Multifunktions-Haltearm in Anwendung mit Aufnahme 100.170.080 K	1
100.220.040 K-ML	Querstange mit Kugel 100.440.040 K	1

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16
E-Mail: info@condor-med.de | www.condor-med.de