



GoldLine
by Condor[®]

CHIRURGIE: MINI-SYSTEM – MIVAT

OP-Präzisionsinstrument der Extraklasse für Schilddrüsen-Operationen: Das Struma-Mini-Set Mivat überzeugt durch höchste Qualität, einfache Handhabung und modulare Flexibilität.

Das Struma-Mini-Set Mivat ist von Condor[®] gemeinsam mit Anwendern entwickelt worden. Mit speziellen Wundhaken und einem Kamera- und Instrumentenhalter kann der OP-Situs optimal dargestellt werden.

Dank der Fixierung der Optik im Kamera- und Instrumentenhalter erhalten Sie eine störungsfreie Übertragung und ein ruhiges Bild auf dem Monitor.

Durch die 3D-Einstellung mit Hilfe der Kugelgelenke können Sie die Einstellung der Haltearme entsprechend der Kopfreklination jedes Patienten vornehmen. Dies und die Flexibilität der Wundhaken ermöglichen Ihnen ein barrierefreies Arbeiten.

Die Vorteile des Struma-Sets Mivat im Überblick:

- einfacher, schneller Aufbau
- barrierefreie Einstellung der Haltearme durch Kugelgelenke
- Mini-Wundhaken
- Kamera- und Instrumentenhalter
- spezielle Adapter für alle gängigen Optiken
- "wackelfreie" Bildübertragung



GoldLine by Condor für Chirurgen

Präzisionsarbeit im OP ist das A und O – mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Chirurgie bieten wir Ihnen für chirurgische Eingriffe die perfekte Unterstützung. Wir kombinieren praxisorientiertes Know-how, langjährige Erfahrung, innovative Technik und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Das Ergebnis: ein OP-Instrument für die Chirurgie, das sich mit seinen multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten gegenüber herkömmlichen Systemen als wesentlich flexibler und effizienter erweist.

Für die Chirurgie sind folgende Sets der Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set aus den Komponenten einzelner Sets zusammen:

Maxi-System

- > Abdominal
- > Adipositas

Mini-System

- > Struma
- > **Mivat**
- > Proktologie
- > Kinderchirurgie

Rochard-System

- > Transplantation
- > Oberbauch-Chirurgie

Auch das Mini-System Mivat überzeugt durch die Kernelemente und Vorteile des Wund-Spreizer-Systems GoldLine by Condor®, das mit seinen einzigartigen Kugelementen exzellente Einstellungen und Bewegungsfreiheit bei allen chirurgischen Eingriffen ermöglicht. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Die 3D-Einstellung mit den Kugelgelenken schafft Ihnen eine barrierefreie Einstellung der Haltearme. Zusätzlichen Komfort bieten Ihnen die Double-Click-Klammern. Damit können Sie die Wundhaken im OP-Situs positionieren und anschließend in der Klammer fixieren.

Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

Setvorschlag: Mini-System – Mivat

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	5
100.220.040 K	Halterarm Mini mit Kugel	2
115.011.035	Langenbeck-Wundhaken, schwenkbar, 11 mm/35 mm	2
115.011.040	Langenbeck-Wundhaken, schwenkbar, 11 mm/40 mm	2
144.011.043	Roux-Wundhaken, schwenkbar, 11 mm/43 mm	1
144.011.017	Roux-Wundhaken, schwenkbar, 11 mm/17 mm	1
115.006.025	Langenbeck-Mini-Wundhaken, schwenkbar, 6 mm/25 mm	2
143.006.015	Wundhaken, stumpf, schwenkbar, 2-Zinker, 6 mm/15 mm	2
115.250.008 F	Condor® Optikhalterung flex mit Exzenterverschluss und 1 Doppelkugel, inkl. 1 Gelenkkugel nach Wahl	1

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Chirurgie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteinsatz steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16
E-Mail: info@condor-med.de | www.condor-med.de