



GoldLine
by Condor[®]

CHIRURGIE: MINI-SYSTEM – PROKTOLOGIE

Exakte Einstellungen für Enddarm-Operationen – Perfekt durchdacht und angepasst sind die Proktologie-Sets des Wund-Spreizer-Systems GoldLine by Condor[®]. Sie ermöglichen eine exakte Einstellung bei Enddarm-OPs, bei der Instrumente und System nicht hinderlich sind, sondern ein barrierefreies Arbeiten garantieren.

Das Mini-System Proktologie ist eine Demonstration der Praxiserfahrung und der höchsten Ansprüche, die wir bei der Entwicklung und Weiterentwicklung unserer Systeme walten lassen.

Wundhaken nach Alan Parks oder auch Langenbeck in unterschiedlichen Längen ermöglichen eine optimale Einstellung in jeder gewünschten Tiefe.

Mit Hilfe von Double-Click-Klammern positionieren Sie zuerst die Wundhaken und fixieren diese dann in der Klammer.

Wenn die Wundhaken einmal eingestellt sind, haben Sie eine ruhige und optimale Darstellung des OP-Situs. Ein Verrutschen der Wundhaken ist somit nicht mehr möglich.

Den schwierigen Lichtverhältnissen bei Enddarm-Operationen tragen wir mit dem flexibel einstellbaren Kaltlichtkabel Rechnung. Das Besondere daran: Auch für dieses System ist Condor[®] Alleinanbieter. Diese Präzision und diese Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Proktologie bietet Ihnen nur Condor[®].

Die Vorteile der Zusatzsets für Proktologie im Überblick:

- perfekte Einstellungen auch in der Tiefe
- barrierefreies Arbeiten über das System hinweg
- flexibel einsetzbares Kaltlicht
- ruhige, stabile Einstellung
- Wundhaken in unterschiedlichen Längen



GoldLine by Condor® für Chirurgen

Präzisionsarbeit im OP ist das A und O – mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Chirurgie bieten wir Ihnen für chirurgische Eingriffe die perfekte Unterstützung. Wir kombinieren praxisorientiertes Know-how, langjährige Erfahrung, innovative Technik und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Das Ergebnis: ein OP-Instrument für die Chirurgie, das sich mit seinen multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten gegenüber herkömmlichen Systemen als wesentlich flexibler und effizienter erweist.

Für die Chirurgie sind folgende Sets der Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set aus den Komponenten einzelner Sets zusammen:

Maxi-System

- > Abdominal
- > Adipositas

Mini-System

- > Struma
- > Mivat
- > **Proktologie**
- > Kinderchirurgie

Rochard-System

- > Transplantation
- > Oberbauch-Chirurgie

Auch das Mini-System Proktologie überzeugt durch die Vorteile und Leistungen, die jedes Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® auszeichnen: Die einzigartigen Kugelgelenke ermöglichen exzellente Einstellungen und Bewegungsfreiheiten bei allen chirurgischen Eingriffen. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Die 3D-Einstellung mit den Kugelgelenken schafft Ihnen eine barrierefreie Einstellung der Haltearme. Zusätzlichen Komfort bieten Ihnen die Double-Click-Klammern. Damit können Sie die Wundhaken im OP-Situs positionieren und anschließend in der Klammer fixieren.

Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

Setvorschlag: Mini-System – Proktologie

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.050.020 DC	Condor® Universal Klammer "DOUBLE CLICK" mit Exzenterverschluss	4
100.220.040 K	Halterarm Mini mit Kugel	2
117.024.075	Wundhaken nach Alan Parks, schwenkbar, 24 mm/75 mm	2
117.024.095	Wundhaken nach Alan Parks, schwenkbar, 24 mm/95 mm	2
115.020.060	Langenbeck-Wundhaken, schwenkbar, 20 mm/60 mm	2
115.020.080	Langenbeck-Wundhaken, schwenkbar, 20 mm/80 mm	2
115.020.100	Langenbeck-Wundhaken, schwenkbar, 20 mm/100 mm	2
180.012.012	Condor® Universallichtleitkabel, einschl. Adapter und Blatthalter mit Verzahnung	1

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Chirurgie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteinsatz steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!