



GoldLine
by Condor[®]

CHIRURGIE: MINI-SYSTEM – STRUMA

Das Struma-Mini-System GoldLine by Condor[®] ist ein optimales OP-Präzisionsinstrument für Schilddrüsen-Operationen. Seine Leistungsmerkmale: Höchste Qualität, einfache Handhabung und modulare Flexibilität.

Das Struma-Mini-Set erweist sich als besonders anwenderfreundlich. Durch die 3D-Einstellung mit Hilfe der Kugelgelenke können Sie die Einstellung der Haltearme entsprechend der Kopfneigung jedes Patienten vornehmen. Dies und die Flexibilität der Wundhaken ermöglichen Ihnen ein barrierefreies Arbeiten. Auch für die bisher problematische Einstellung des "oberen Pols" gibt es bei diesem Set spezielle Wundhaken, die wir gemeinsam mit Anwendern entwickelt haben.

Weiterer Vorteil:

Zusatz-Komponenten wie Kamera- und Instrumentenhalter sowie spezielle Wundhaken ermöglichen Ihnen auch den minimalinvasiven Schilddrüseneingriff nach der Mivat-Methode.

Damit ist Condor der einzige Anbieter von Retraktorsystemen, der Instrumente auch für die Mivat-Methode anbietet. (siehe auch gesondertes Datenblatt)

Die Vorteile der Struma-Sets im Überblick:

- einfacher, schneller Aufbau
- barrierefreie Einstellung der Haltearme durch Kugelgelenke
- schnelles Handling der Wundhaken durch Double-Click-Klammer
- spezielle Wundhaken für den "oberen Pol"
- Zusatz-Komponenten für die Mivat-Methode



GoldLine by Condor® für Chirurgen

Präzisionsarbeit im OP ist das A und O – mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Chirurgie bieten wir Ihnen für chirurgische Eingriffe die perfekte Unterstützung. Wir kombinieren praxisorientiertes Know-how, langjährige Erfahrung, innovative Technik und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Das Ergebnis: ein OP-Instrument für die Chirurgie, das sich mit seinen multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten gegenüber herkömmlichen Systemen als wesentlich flexibler und effizienter erweist.

Für die Chirurgie sind folgende Sets der Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set aus den Komponenten einzelner Sets zusammen:

Maxi-System

- > Abdominal
- > Adipositas

Mini-System

- > **Struma**
- > Mivat
- > Proktologie
- > Kinderchirurgie

Systeme Rochard

- > Transplantation
- > Oberbauch-Chirurgie

Auch für das Struma-Set gelten die Vorteile und Kernelemente des Wund-Spreizer-Systems GoldLine by Condor®, das mit seinen einzigartigen Kugelementen exzellente Einstellungen und Bewegungsfreiheit bei allen chirurgischen Eingriffen ermöglicht. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Die 3D-Einstellung mit den Kugelgelenken schafft Ihnen eine barrierefreie Einstellung der Haltearme. Zusätzlichen Komfort bieten Ihnen die Double-Click-Klammern. Damit können Sie die Wundhaken im OP-Situs positionieren und anschließend in der Klammer fixieren.

Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

Setvorschlag: Mini-System – Struma

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.050.020 DC	Condor® Universal Klammer "DOUBLE CLICK" mit Exzenterverschluss	3
100.220.040 K	Halterarm Mini mit Kugel	2
132.029.030	Richardson-Wundhaken, schwenkbar 29 mm/30 mm	2
132.021.025	Richardson-Wundhaken, schwenkbar 21 mm/25 mm	1
132.015.018	Richardson-Wundhaken, schwenkbar 15 mm/18 mm	1
115.011.050	Langenbeck-Wundhaken, schwenkbar, 11 mm/50 mm	1
142.016.020	Volkman-Wundhaken, scharf, 3 Zinker, schwenkbar 16 mm/20 mm	1
144.023.028	Roux-Wundhaken, schwenkbar 23 mm/28 mm	1

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Chirurgie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteintritt steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16
E-Mail: info@condor-med.de | www.condor-med.de