



GoldLine
by Condor[®]

GYNÄKOLOGIE: MAXI-SYSTEM – ABDOMINAL

Speziell für die Anforderungen der abdominalen Hysterektomie entwickelt ermöglicht das Abdominal-Maxi-System GoldyLine by Condor[®] perfekte Präzision bei dieser OP. Darüber hinaus wird das System bei großen abdominalen Eingriffen wie der Wertheim-Operation häufig und äußerst erfolgreich eingesetzt.

Dabei werden die spezifischen Anforderungen besonders berücksichtigt: Mithilfe der Kugelgelenke lassen sich die Haltearme barrierefrei und stabil individuell ausrichten. Spezielle, patentierte Blatthalter mit Kugelgelenk ermöglichen ein spitzebetontes Arbeiten. Somit erreichen Sie auch bei schwieriger Exposition im kleinen Becken eine optimale Situs-Einstellung.

Speziell bei der Wertheim-OP zeigen sich die Vorzüge des flexiblen und trotzdem stabilen Condor GoldLine-Systems. Die Kugelgelenke schaffen optimale Voraussetzungen für ein problemloses Anheben der Bauchdecken. Für ausgedehnte Lymphadenektomien lässt sich das Condor Abdominal-Maxi-System mit dem Rochard-System kombinieren.

Auch in der Adipositas-Chirurgie kommt das System zum Einsatz.

Die Vorteile des Abdominal-Maxi-Sets:

- größtmögliche Flexibilität und Bewegungsfreiheit
- spitzebetonte Einstellmöglichkeit durch patentierten Blatthalter
- mit Kaltlicht kombinierbar – für optimale Tiefenausleuchtung
- Anheben der Bauchdecken/Rippenbögen



GoldLine by Condor® für die Gynäkologie

Perfekte und präzise Unterstützung für gynäkologische Operationen – das bietet das patentierte Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Gynäkologie. Unsere Wund-Spreizer-Systeme sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung, innovativer Technik, von praxisorientiertem Know-how und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Mit ihren multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten erweisen sich unsere Systeme als wesentlich flexibler und effizienter als herkömmliche Systeme.

Für die Gynäkologie sind folgende Sets der Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set aus den Komponenten einzelner Sets zusammen:

Maxi-System

> Abdominal

- Adipositas

Mini-System

- > Vaginale Hysterektomie
- > Mamma-Chirurgie

Rochard-System

- > Oberbauch-Chirurgie

Auch das Gynäkologie-Set überzeugt durch die Kernelemente und Vorteile des Wund-Spreizer-Basis-Sets GoldLine by Condor®, das mit seinen einzigartigen Kugelementen exzellente Einstellungen und Bewegungsfreiheit bei allen gynäkologischen Eingriffen schafft. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Patentierte Blatthalter gewährleisten eine optimale Einstellung in der Tiefe – spitzebetont.

Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

Setvorschlag: Maxi-System – Abdominal

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	6
100.480.040 K	Halterarm Maxi mit Kugel	2
115.200.008	Blatthalter mit Kopfschraube	2
115.200.008 E	Blatthalter mit Kugelgelenk, Exzenterverschluss und Kopfschraube	1
114.078.065	Kirschner-Bauchdeckenhalter, schwenkbar 78 mm/65 mm	2
114.060.085	Kirschner-Bauchdeckenhalter, schwenkbar 60 mm/85 mm	2
131.090.140 B	Wundhaken, Blatt, einstellbar 90 mm/140 mm	1
130.025.200 B	Breisky-Spekulum, Blatt 25 mm/200 mm	1
130.025.150 B	Breisky-Spekulum, Blatt 25 mm/150 mm	1
115.050.150 B	Langenbeck-Wundhaken, Blatt, 50 mm/150 mm	1
113.050.160 B	Wundhaken, Blatt, biegsam 50 mm/160 mm	1
113.075.160 B	Wundhaken, Blatt, biegsam 75 mm/160 mm	1
116.050.150 B	Deaver-Wundhaken, Blatt, 50 mm/150 mm	1

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Gynäkologie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteintritt steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16
E-Mail: info@condor-med.de | www.condor-med.de