



GoldLine
by Condor[®]

ORTHOPÄDIE: ENDOPROTHETIK SCHULTER


Innovative Technik und langjährige Erfahrung standen Pate bei der Entwicklung des Wund-Spreizer-Systems GoldLine by Condor[®] für die Schulter. Das Ergebnis: eine anwenderfreundliche Lösung, die eine hohe Stabilität bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit des Armes bietet.

Mit dem Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor[®] für die Schulterchirurgie setzt Condor[®] neue Maßstäbe. Diese Weiterentwicklung des Systems aus der Endoprothetik besteht durch den einfachen und schnellen Aufbau. Es ist eine gelungene Kombination aus innovativer Technik und Praxiserfahrung. Das System ist gemeinsam mit dem Leiter der Abteilung für Schulterchirurgie vom St. Josef-Hospital in Troisdorf, Herrn Dr. Hansjörg Eickhoff, entwickelt worden.

Bei der Versorgung der Schulter mit einer Endoprothese müssen die Wundhaken teilweise über einen längeren Zeitraum mit viel Kraft gehalten werden. Das Wund-Spreizer-System GoldLine für die Schulter ist dafür ausgelegt, die Wundhaken auch unter starker Belastung in Position zu halten. Der OP-Situs bleibt unverändert bestehen und erleichtert dem Operateur das Arbeiten.

Die Vorteile des GoldLine Wund-Spreizer-Systems Endoprothetik für Schulter-Operationen im Überblick:

- anwenderfreundlich
- einfacher, schneller Aufbau
- hohe Stabilität
- völlige Bewegungsfreiheit des Armes
- Verwendung der vorhandenen Wundhaken
- zusätzlich spezielle Wundhaken für die Schulterchirurgie, z. B. Fukuda-Wundhaken
- Fixierung der Wundhaken mit Schnellverschlüssen (Einhand-Bedienung)



GoldLine by Condor® für die Orthopädie

Präzisionsarbeit im OP ist das A und O – mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Orthopädie bieten wir Ihnen für Ihre Eingriffe die perfekte Unterstützung. Wir kombinieren praxisorientiertes Know-how, langjährige Erfahrung, innovative Technik und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Das Ergebnis: ein OP-Instrument für die Orthopädie, das sich mit seinen multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten gegenüber herkömmlichen Systemen als wesentlich flexibler und effizienter erweist.

Wir legen sehr viel Wert auf Systeme, die in der Praxis entwickelt wurden und sich bewährt haben. Hervorzuheben ist das einfache und schnelle Handling mit Schnellverschlüssen.

Für die Endoprothetik sind folgende Sets der GoldLine Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set zusammen.

Endoprothetik

> Hüfte

- Zusatz Beinhalterung

> Knie

> **Schulter**

Modular und flexibel

Vorteile des Endoprothetik-Sets für Schulter-Operationen: Dank der Kugeladapter von Condor® können Sie Ihre vorhandenen Hohmann-Knochenhebel weiterhin nutzen. Diese flexible Einstellung an jeder Situsposition ist in dieser Form nur mit den Condor® Kugeladaptern realisierbar. Ein weiterer Vorteil: Die Kugeladapter verfügen über einen Schnellverschluss, der bewusst über eine Hebel-Funktion geöffnet werden kann – das spart Zeit, erleichtert das Handling und ist ein weiterer Garant für die bestmögliche, flexible Einstellung. Gleichzeitig wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Kugeladapter verhindert.

Setvorschlag: Endoprothetik Schulter

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	2
100.050.020 ES	Condor® Universalklammer "Soft" mit Exzenterverschluss	5
100.500.020 K	Aufnahme Schultersystem	2
100.460.012 K	Haltearm gebogen, mit Kugel	1
100.460.012 KD	Haltearm gewinkelt, mit Kugel und Doppelklammer	1
115.200.008 OT	Blatthalter mit Kugelverschluss und Knebelöffnung	3
115.200.008 OTF	Blatthalter mit Kugelverschluss und Knebelöffnung "Flex"	1
115.200.090 OTG	Blatthalter 90° mit Kugelverschluss und Knebelöffnung	2
115.030.020	Adapter für vorhandene Hohmann-Knochenhebel	4
115.030.020 D	Adapter für vorhandene Hohmann-Knochenhebel, mit Doppelkugel	2
118.035.225	Fukuda-Wundhaken mit Kugel 35 mm/225 mm	1
132.038.037	Richardson-Wundhaken, schwenkbar 38 mm/37 mm	1
144.023.043	Roux-Wundhaken, schwenkbar 23 mm/43 mm	1
100.025.140	Distanzhalter	2

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Orthopädie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteintritt steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16
E-Mail: info@condor-med.de | www.condor-med.de