



**GoldLine**  
by Condor<sup>®</sup>

## ORTHOPÄDIE: BEINHALTERUNG – ERGÄNZUNG ZUM SYSTEM ENDOPROTHETIK HÜFTE

Die Beinhalterung für die 4er-Position zum GoldLine Wund-Spreizer-System ist eine ideale Ergänzung zum GoldLine Endoprothetik-Set Hüfte. Sie ist Ergebnis langjähriger Erfahrung, innovativer Technik, praxisorientiertem Know-how und Qualitätsarbeit "Made in Germany".

Die Lagerung des Beines ist für den sicheren Sitz der Endoprothese von großer Bedeutung. Die exakte Lagerung des Beines in der Beinschale wird mithilfe eines Kugelgelenkes vorgenommen. Die Beinschale selbst ist in sich beweglich gelagert, sodass das Risiko von Druckstellen am Unterschenkel minimiert wird. Um das Bein zusätzlich in Position zu halten, wird es mit einem speziell entwickelten "Niederhalter" gehalten. Die Beinhalterung ist eine effiziente Ergänzung zum GoldLine Wund-Spreizer-System für die Endoprothetik an der Hüfte.

### Modulares Prinzip

Die Ergänzung Beinhalterung für die 4er-Position wird zusätzlich am Zentralhalter vom GoldLine by Condor<sup>®</sup> für die Endoprothetik Hüfte angebracht. Auch hierbei wird auf die bewährten Elemente wie Kugelgelenke und Schnellverschlüsse zurückgegriffen. Zusätzliche Aspekte wie schneller und flexibler Aufbau sind ebenso berücksichtigt wie die Patientensicherheit. Durch eine in sich beweglich gehaltene Beinschale wird Druckentlastung gewährleistet.

Mit dem System für die Endoprothetik Hüfte und der Ergänzung Beinhalterung für die 4er-Position haben Sie eine hervorragende Kombination für einen effizienten Personaleinsatz im OP.

### Die Vorteile der Beinhalterung als Ergänzung zum GoldLine Wund-Spreizer-System für die Endoprothetik Hüfte im Überblick:

- flexibler, schneller Aufbau
- exakte Positionierung des Beines mit Kugelgelenk
- zusätzliche Fixierung mit dem "Niederhalter"
- Druckentlastung durch in sich bewegliche Beinschale

### Setvorschlag: Beinhalterung

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100 060 050 OT	Aufnahme für Beinlagerung	1
112 100 180	Beinschale mit Kupplungszapfen	1
100 012 012 D	Doppelklammer 12mm	1
115 425 012	Blatthalter 12mm mit Kopfschraube	1
112.070.200 B	Niederhalter	1